


Anticorpo Monoclonale Anti-Caveolina-1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0008957



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro la Caveolina-1 umana (VIP21, CGL3). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. La Caveolina-1 è un componente strutturale chiave delle membrane delle caveole, coinvolto nella trasduzione del segnale e nel trasporto dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Caveolina-1 mAb di topo
Note/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
Specie	Umana
GenelD (umano)	857
GenelD	857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della Caveolina-1 umana (NP_001744.2).
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q03135
Peso proteico	17 kDa/20 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio