


Anticorpo Monoclonale Anti-Caveolina-1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0007032



introduzione

CamelBio offre un mAb ricombinante di coniglio anti-Caveolina-1 per WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA, con cross-reattività verso uomo, topo e ratto. Supporta gli studi sulla formazione delle caveole, sull'attivazione delle cellule T e sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Caveolina-1
Note/alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	857
GeneID	857
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della Caveolina-1 umana (NP_001744.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Cross-reattività	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q03135
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante