


Anticorpo Policlonale Anti-Caveolina-1 Per If/Icc E Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0016454



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Caveolina-1 umana, adatto per IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio delle caveole, della segnalazione di membrana e dell'attivazione delle cellule T. SWISS: Q03135.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caveolin-1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	857
GenelD	857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Caveolina-1 umana (NP_001744.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio