


Anti-Caveolin-1 Rabbit Mab (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0002869



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Caveolin-1 ad alta specificità, validato KO, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva Caveolin-1 umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia delle caveole e sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Caveolin-1 Rabbit mAb
Note/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	857
Gene ID	857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aa 1-80 della Caveolin-1 umana (NP_001744.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q03135
Peso Proteico	17kDa/20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio