

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caveolin-2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Numero articolo: CM0011905

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla Caveolin-2 umana, validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce con umano e topo, rilevando una proteina di impalcatura delle caveole di 18kDa coinvolta nella segnalazione MAPK e nella formazione delle caveole.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caveolin-2 mAb Coniglio
Note/Alias	CAV; Caveolin-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	858
GeneID	858
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P51636
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio