

Anti-Caveolin-2 Coniglio Pab Per Wb - P51636

Numero articolo: CM0021000

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Caveolin-2 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulla formazione delle caveole e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caveolin-2 Coniglio pAb
Note/Alias	CAV; Caveolin-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	858
GeneID	858
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-65 di CAV2 umano (NP_001224.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51636
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio