

Anticorpo Policlonale Anti-Caveolina-3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Numero articolo: CM0030639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caveolina-3 umana, convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo (banda prevista ~17 kDa). Per lo studio sulla riparazione del sarcolemma, le caveole e le malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Caveolina-3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	859
ID gene	859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-151 della Caveolina-3 umana (NP_001225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P56539
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio