

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cavin2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Numero articolo: CM0021132

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CAVIN2 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione della proteina 2 associata alle caveole (cavina-2/PS-p68) nella curvatura della membrana e nella biologia delle caveole.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CAVIN2
Note/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavina-2; CAVIN2
Specie	Umana
ID gene (umano)	8436
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 325-425 di CAVIN2 umano (NP_004648.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95810
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante