

Anticorpo Policlonale Anti-Cbfa2T2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43439

Numero articolo: CM0030037

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CBFA2T2 umana, un corepressore trascrizionale coinvolto nella pluripotenza delle ESC, per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBFA2T2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EHT; p85; MTGR1; ZMYND3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	9139
GenelD	9139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 325-604 della CBFA2T2 umana (NP_005084.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43439
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio