


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cbfa2T3 Per Wb, Elisa - 075081

Numero articolo: CM0015334



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il corepressore trascrizionale CBFA2T3 (ETO2/MTG16) per WB ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e sulla ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBFA2T3 Rabbit pAb
Note/Alias	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
Specie	Uomo
ID del gene (Uomo)	863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 593-653 di CBFA2T3 umano (NP_005178.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	075081
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante