

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cbfb Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13951

Numero articolo: CM0012025



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CBFB umano (subunità beta del fattore di legame al core). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio dei complessi del fattore di trascrizione CBF/RUNX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb CBFB di coniglio
Note/Alias	CLCD2; PEBP2B
Specie	Umano
ID del gene (umano)	865
ID del gene	865
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 del CBFB umano (NP_001746.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13951
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante