


Anticorpo Policlonale Anti-Cbl Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22681

Numero articolo: CM0013972



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CBL umano (ligasi E3 ubiquitina-proteina) per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Validato in tessuti umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'ubiquitinazione, la segnalazione e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CBL Rabbit pAb
Note/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	867
ID Gene	867
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-906 di CBL umano (NP_005179.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio