


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cbl Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P22681

Numero articolo: CM0007514



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla ligasi E3 ubiquitina-proteina CBL umana (P22681) per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CBL Coniglio mAb
Note/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	867
Gene ID	867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 850-906 del CBL umano (NP_005179.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio