


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cbl Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22681

Numero articolo: CM0025759



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CBL convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva la CBL umana, presenta reattività crociata con topo e ratto. Progettato per la ricerca sulla segnalazione della E3 ubiquitina ligasi e sulla regolazione dei recettori tirosin chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBL Rabbit pAb
Note / Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Specie	Umana
GeneID (umano)	867
GeneID	867
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 850-906 della CBL umana (NP_005179.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P22681
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio