

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cblb Per Wb, Elisa - Q13191

Numero articolo: CM0024299



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro CBLB (Cbl-b, RNF56) convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva CBLB umano, di topo e di ratto. E3 ubiquitina ligasi che regola la segnalazione dei recettori immunitari; ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBLB Rabbit pAb
Note/Alias	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Specie	Uomo
GeneID (umano)	868
GeneID	868
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 883-982 di CBLB umano (NP_001308717.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13191
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio