


Anticorpo Policlonale Anti-Cblc Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9ULv8

Numero articolo: CM0025575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al CBLC umano (ligasi E3 ubiquitina-proteica CBL-C), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studi sull'ubiquitinazione e sulla segnalazione EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBLC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23624
ID Gene	23624
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9ULV8
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio