

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cbll1 Per Wb E Elisa - Q75N03

Numero articolo: CM0017644

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CBLL1 umano (HAKAI/RNF188), una ligasi E3 dell'ubiquitina. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il mouse. Adatto per la ricerca sulle vie dell'ubiquitinazione e della metilazione m6A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBLL1 Rabbit pAb
Note/Alias	HAKAI; RNF188; CBLL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 del CBLL1 umano (NP_079090.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q75N03
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio