

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cbp80 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Numero articolo: CM0017481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CBP80 (NCBP1) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato su campioni umani e murini. CBP80 è un componente del complesso di legame al cappuccio coinvolto nella maturazione e nell'esportazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBP80 Rabbit pAb
Note/Alias	NCBP; Sto1; CBP80
Specie	Uomo
ID gene	4686 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CBP80 umana (NP_002477.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q09161
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante