


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cbr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Numero articolo: CM0007140



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CBR1 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la carbonil reduttasi 1, coinvolta nel metabolismo degli xenobiotici e nella sintesi delle prostaglandine. Ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBR1 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Specie	Umana
ID gene	873
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P16152
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio