

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cbr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Numero articolo: CM0002093

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la Carbonyl reductase 1 (CBR1) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per lo studio della riduzione dei carbonili, del metabolismo dei glucocorticoidi e della detossificazione dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBR1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	873
GeneID	873
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P16152
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio