


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cbr1 Per Wb, Elisa - P16152

Numero articolo: CM0027810



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CBR1 umana (Carbonil reduttasi [NADPH] 1), validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Utile per lo studio del metabolismo dei carbonili e della disintossicazione da farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CBR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Specie	Umana
GeneID (umano)	873
GeneID	873
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 della CBR1 umana (NP_001748.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P16152
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio