


Anticorpo Policlonale Anti-Cbr1 Per Coniglio Per Wb - P16152

Numero articolo: CM0022013



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CBR1 umano, validato per knockout per Western blot e ELISA. Rileva la CBR1 endogena in campioni umani e murini. Permette di studiare la riduzione dei carbonili, il metabolismo dei farmaci e la sintesi delle prostaglandine. Peso molecolare ~30 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] CBR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	873
GeneID	873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 della CBR1 umana (NP_001748.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16152
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio