

Anticorpo Policlonale Anti-Cbr4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8N4T8

Numero articolo: CM0030983



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CBR4 umano (SDR45C1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. CBR4 è una 3-oxoacil-[ACP] riduttasi mitocondriale coinvolta nella biosintesi degli acidi grassi e nella detossificazione dei chinoni. Ideale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CBR4
Note/Alias	SDR45C1; CBR4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84869
ID Gene	84869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-237 di CBR4 umano (NP_116172.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8N4T8
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio