

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cbs Per Wb, If-P, Elisa - P35520

Numero articolo: CM0013695



introduzione

pAb coniglio CBS per WB, IF-P, ELISA. Rileva la cistationina beta-sintasi da 61 kDa nell'uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'omocisteina e sulla segnalazione dell'idrogeno solforato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CBS
Osservazioni/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Specie	Umano
GenelD (Umano)	875
GenelD	875
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35520
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio