


Anticorpo Monoclonale Anti-Cbx1/Hp1 Beta Per Wb, Ihc-P, Elisa - P83916

Numero articolo: CM0006281



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting su CBX1/HP1 beta umano (HP1 β), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Rileva una proteina eterocromatica di 21kDa coinvolta nella repressione epigenetica. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CBX1/HP1 beta Rabbit mAb
Note/Alias	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10951
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 del CBX1/HP1 beta umano (NP_006798.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P83916
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio