


Anticorpo Policlonale Anti-Cbx7 Per Wb - 095931

Numero articolo: CM0022903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CBX7 umano, validato per applicazioni WB. Rileva una banda a 28 kDa. Ideale per lo studio della repressione trascrizionale mediata dal gruppo Polycomb e dell'epigenetica del cancro. Reagisce crociatamente con il campione umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBX7 Rabbit pAb
Note/Alias	CBX7
Specie	Umano
GeneID (umano)	23492
GeneID	23492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 162-251 di CBX7 umano (NP_783640.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano
SWISS	O95931
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante