


Anticorpo Policlonale Anti-Cbx8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc52

Numero articolo: CM0030228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a CBX8 (proteina omologa cromobox 8) per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Validato nell'uomo, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBX8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PC3; RC1; CBX8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57332
ID Gene	57332
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-280 del CBX8 umano (NP_065700.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC52
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio