

Anticorpo Policlonale Anti-Ccar1 Per Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Numero articolo: CM0027569

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CCAR1 umano per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva CCAR1 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'apoptosi, il ciclo cellulare e le vie di segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCAR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55749
GeneID	55749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CCAR1 umano (NP_060707.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IX12
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio