

Anti-Ccar2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P E Elisa - Q8N163

Numero articolo: CM0026957



introduzione

L'anticorpo policlonale CCAR2 di coniglio reagisce con CCAR2 (DBC1) umano, murino e ratto. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Immunogene ricombinante. Adatto per studi su apoptosi, regolazione trascrizionale e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCAR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57805
Gene ID	57805
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 654-923 del CCAR2 umano (NP_066997.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N163
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio