

Anticorpo Policlonale Anti-Ccbl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16773Q16773

Numero articolo: CM0029080



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCBL1 (Chinurenina--ossoglutarato transaminasi 1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studi sul catabolismo del triptofano a sulla cisteina coniugata beta-liasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCBL1 pAb coniglio
Note/Alias	GTK; KAT1; KATI; CCBL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	883
GeneID	883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 di CCBL1 umano (NP_001116144.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16773
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio