


Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc124 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Numero articolo: CM0017235



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al CCDC124 umano, un regolatore dell'ibernazione dei ribosomi e della citochinesi. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Utile per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCDC124 pAb coniglio
Note/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	115098
Gene ID	115098
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-223 del CCDC124 umano (NP_612451.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96CT7
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio