


Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc124 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Numero articolo: CM0013863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCDC124 (Lso2, oxs1). Validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. Il bersaglio è coinvolto nell'ibernazione dei ribosomi e nella citochinesi. Peso molecolare 26 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCDC124 Rabbit pAb
Note/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Specie	Uomo
GeneID	115098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-223 di CCDC124 umano (NP_612451.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96CT7
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio