

Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc137 Per Wb, Elisa - Q6Pk04

Numero articolo: CM0023106

introduzione

CCDC137 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la proteina umana con dominio a superelica 137, validato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio delle interazioni proteiche associate ai cromosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCDC137 Rabbit pAb
Note/Alias	RaRF, CCDC137
Specie	Umana
GeneID (Umana)	339230
GeneID	339230
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 213-288 della CCDC137 umana (NP_954981.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q6PK04
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio