


## Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc47 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96A33

Numero articolo: CM0014503



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCDC47, una subunità chiave del complesso PAT/MPT. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'inserimento proteico nel RE e dell'omeostasi del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CCDC47 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | THNS; GK001; MSTP041; CCDC47                                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)       | 57003                                                                                                                            |
| GeneID              | 57003                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 224-483 della CCDC47 umana (NP_064583.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | Q96A33                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |