

Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16204

Numero articolo: CM0023735

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCDC6 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca in oncologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCDC6 Rabbit pAb
Note/Alias	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Specie	Umano
GeneID	8030 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-222 di CCDC6 umano (NP_005427.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16204
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio