

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccdc61 Per Wb, Elisa - Q9Y6R9

Numero articolo: CM0018695



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CCDC61 validato per Western blot e ELISA su campioni umani. Strumento di ricerca per studi sulle proteine centrosomali, coesione dei centrioli e ancoraggio dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCDC61 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	VFL3; hVFL3; CCDC61
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	729440
ID gene	729440
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-531 della CCDC61 umana (NP_001073871.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y6R9
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio