

Anticorpo Policlonale Anti-Ccdc88A (Girdin) Per Wb, Elisa - Q3V6T2

Numero articolo: CM0022035



introduzione

Anticorpo policlonale anti-CCDC88A (Girdin) di alta qualità convalidato per Western blotting (WB) ed ELISA, mirato alla CCDC88A/Girdin umana (UniProt Q3V6T2). Ideale per studi sulla migrazione cellulare, segnalazione EGFR e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CCDC88A
Osservazioni/Alias	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55704
GeneID	55704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1571-1870 della CCDC88A umana (NP_001129069.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q3V6T2
Peso proteico	216kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio