

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccdc92 Per Wb, Elisa - Q53Hc0

Numero articolo: CM0030663

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CCDC92 umano, validato per Western blotting e ELISA. CCDC92 svolge un ruolo nell'immunità innata e inibisce la replicazione dell'ebola. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCDC92 Rabbit pAb
Note/Alias	CCDC92
Specie	Umana
GenelD (Umana)	80212
GenelD	80212
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q53HC0
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio