


Anticorpo Monoclonale Anti-Ccdc98 (Abra1) Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - Q6Uwz7

Numero articolo: CM0005895



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CCDC98 umano (ABRA1, FAM175A), adatto per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Mira alla proteina scaffold BRCA1-A, cruciale per la riparazione delle rotture a doppio filamento del DNA e la stabilità del genoma. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-CCDC98
Note/Alias	ABRA1; CCDC98; FAM175A
Specie	Umano
GeneID (umano)	84142
GeneID	84142
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 310-409 di CCDC98 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6UWZ7
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio