

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cck Per Wb Ed Elisa - P06307

Numero articolo: CM0019942



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CCK umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sulla contrazione della cistifellea, sul rilascio degli enzimi pancreatici e sulla secrezione di acido gastrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCK Rabbit pAb
Note/Alias	CCK
Specie	Uomo
GeneID (umano)	885
GeneID	885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-115 della CCK umana (NP_000720.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P06307
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante