

Anti-Cckar (Cck1-R) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - P32238

Numero articolo: CM0022558



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CCKAR per WB e ELISA. Rileva CCKAR umano, cross-reagisce con il topo. Ideale per lo studio del recettore della colecistochinina di tipo A nell'alimentazione, nella contrazione della cistifellea e nella segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCKAR Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR
Specie	Umano
Gene ID	886 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 del CCKAR umano (NP_000721.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P32238
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio