

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cckbr Per Wb, Elisa - P32239

Numero articolo: CM0025809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CCKBR umano (GASR/CCK-B/CCK2R). Riconosce Umano, Topo, Ratto. Validato per WB e ELISA. Ideale per ricerca su segnalazione gastrina/CCK, neurobiologia e cancro. - P32239

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCKBR Rabbit pAb
Note/Alias	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Specie	Umano
GenelD (Umano)	887
GenelD	887
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-335 di CCKBR umano (NP_795344.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32239
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio