


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl1 (I-309) Per Wb, Elisa - P22362

Numero articolo: CM0013319



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale di coniglio anti-CCL1 (I-309) umano per WB e ELISA. Questa chemochina attira i monociti tramite CCR8, e rappresenta uno strumento chiave per la ricerca sull'infiammazione e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P500, SISE, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6346
GeneID	6346
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-96 della CCL1 umana (NP_002972.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P22362
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio