

Anticorpo Monoclonale Anti-Ccl17 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92583

Numero articolo: CM0010335



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CCL17 umano (TARC, SCYA17). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio dell'infiammazione mediata da Th2, delle allergie e della segnalazione delle chemochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CCL17 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6361
ID gene	6361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-94 di CCL17 umano (NP_002978.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q92583
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio