

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl17 Per Wb, Elisa - Q92583

Numero articolo: CM0027897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la chemochina umana C-C motif 17 (CCL17, TARC). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su chemochine e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL17 Rabbit pAb
Note/Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6361
GeneID	6361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-94 della CCL17 umana (NP_002978.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92583
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio