


Anticorpo Policlonale Anti-Ccl19 Per Wb, If-P, Elisa - Q99731

Numero articolo: CM0020077



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-CCL19 validato per WB, IF-P ed ELISA. Riconosce CCL19 umano, murino e di ratto, una chemochina chiave per la migrazione delle cellule T/B e la ricerca sull'infiammazione - Q99731.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCL19 Rabbit pAb
Note/alias	ELC; Ckb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
Specie	Umano
GeneID (umano)	6363
GeneID	6363
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-95 della CCL19 umana (NP_006265.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99731
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante