

Anti-Ccl22 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Ihc-P, Elisa - 000626

Numero articolo: CM0024371

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale CCL22 di coniglio (000626) validato per IHC-P ed ELISA. Rileva la CCL22 umana (MDC) con reattività crociata al ratto. Ideale per la ricerca sul traffico immunitario e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL22 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6367
GeneID	6367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-93 della CCL22 umana (NP_002981.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	000626
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio