

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl27 Per Wb & Elisa - Q9Y4X3

Numero articolo: CM0027191



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CCL27 (CTACK) umano. Convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo incrociato con il topo. Immunogeno ricombinante (aa 25-112). Per studi sull'homing dei linfociti T. 13 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro               | Valore                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto           | CCL27 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alternative | ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27                                                                          |
| Specie                  | Umana                                                                                                                        |
| ID Gene                 | 10850                                                                                                                        |
| Immunogeno              | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-112 di CCL27 umano (NP_006655.1) |
| Origine                 | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria               | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione            | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività incrociata   | Umana, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                   | Q9Y4X3                                                                                                                       |
| Peso proteico           | 13kDa                                                                                                                        |
| Spedizione              | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |