


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccl28 Per Wb, Elisa - Q9Nrj3

Numero articolo: CM0026974



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la chemochina umana CCL28, convalidato per WB ed ELISA. Rileva CCL28 umano, murino e ratto; coinvolto nella chemiotassi dei linfociti T e degli eosinofili. Per uso nella ricerca sugli studi di immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL28 Rabbit pAb
Note/Alias	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
Specie	Umano
GeneID	56477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-127 del CCL28 umano (NP_683513.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NRJ3
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio