

Anticorpo Policlonale Anti-Ccl2/Mcp-1 Per Wb E Elisa - P13500

Numero articolo: CM0024651



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCL2/MCP-1 umano, convalidato per WB e ELISA. Il bersaglio è un chemiotattante dei monociti coinvolto nell'infiammazione e nell'aterosclerosi. Ideale per la ricerca sulle chemochine e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL2/MCP-1 Rabbit pAb
Note/Alias	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	6347
ID gene	6347
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-99 di CCL2/MCP-1 umano (NP_002973.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13500
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio